



Q'Straint präsentiert:

Q-140

Das neue, vollkommen anpassungsfähige und universale Rollstuhl- und Personenrückhaltesystem für alle Rollstühle bis zu 140kg.

Eine Vorderansicht des Q-140 Systems

WHEELCHAIR PASSENGER


 **PRUCKNER**
rehathechnik

SAFETY SOLUTIONS


Q'Straint, Weltmarktführer in Herstellung und Vertrieb von Sicherheitssystemen, ist stolz Ihnen seine neueste Innovation für die Sicherung von schweren Rollstühlen bis zu 140kg vorzustellen.

Die wichtigsten Eigenschaften des Q-140 Systems sind:

- Vollkommene Anpassungsfähigkeit und Kompatibilität mit allen derzeit verfügbaren Rollstühlen
- Komplett automatische und selbstspannende Frontretractoren mit Metallgehäuse zur schnellen, einhändigen Bedienung
- Kompakte und platzsparende Gurte für die Sicherung an der Hinterseite des Rollstuhls
- Positive Lock Indicator (PLI)- Verschlussindikator zur visuellen Bestätigung der sicheren Anwendung mit Bodenschienen
- Beckengurt mit der Option eines extra Schultergurts mit Schienenhardware
- Auf 3 Jahre verlängerte Garantie



Ein statischer Becken- und Schultergurt mit Schienenhardware ist im Q-140 System inbegriffen



Eine Ansicht der selbstspannenden, automatischen, vorderen Rollstuhltretractoren mit Metallgehäuse

Das Q-140 Rollstuhl- und Personenrückhaltesystem erfüllt die Anforderungen des ISO 10542 Standards.

Das neue Q-140 System ist Q'Straint's Antwort auf den wachsenden Bedarf für ein schnelles und universales Sicherungssystem, dass mit jedem Rollstuhl auf dem Markt verwendbar ist.



Eine Rückansicht des Q-140 Systems